

护牙素

GC Tooth Mousse Plus

含有磷酸钙和氟化物的精华。
在使用之前，仔细阅读使用说明。
在口腔专业人士建议指导下使用。

介绍

GC Tooth Mousse Plus 是一种水基膏剂含有一 Recaldent™ 氟化物 (CPP-ACPF: 酪蛋白磷酸多肽—无定形磷酸钙)。氟化物含量 0.2% (900ppm), 大约是成人牙膏中的浓度。CPP-ACPF 在口腔内会粘附在生物薄膜, 牙菌斑, 细菌, 羟基磷灰石及软组织上, 供给机体可吸收的钙、磷和氟化物。GC Tooth Mousse Plus 不含乳糖。

重点

唾液将提高 CPP-ACPF (酪蛋白磷酸多肽—无定形磷酸钙) 的有效率, 并且味道将帮助刺激唾液分泌。在口腔内保持越长时间的 CPP-ACPF (酪蛋白磷酸多肽—无定形磷酸钙) 和唾液, 效果会更好。包含生物相容性钙的典型膏剂, 磷酸盐和氟化物。

1. 给牙齿提供额外的保护;
2. 有助于中和牙菌斑中由产酸菌产生的酸;
3. 有助于中和其他内部和外部来源的酸。

【禁忌症】

酪蛋白磷酸肽从牛奶酪蛋白获得。
在有被证明的或被怀疑奶蛋白质过敏的病人和/或对苯甲酸酯防腐剂敏感或过敏者不要使用该材料。

【型号、规格】

GC Tooth Mousse Plus

【口味】

草莓 (S)、蜜瓜 (M)、香草 (V)、薄荷 (I)、混合水果 (T)

【主要结构组成或者成分】

该产品由 CPP-ACPF 酪蛋白磷酸多肽-无定形磷酸钙、磷酸盐和氟化物组成。

【适用范围】

- a. 牙齿漂白之后;
- b. 超声波洁牙, 手动洁牙和牙根刮治后;
- c. 专业性的牙齿清洁 (PTC) 后;
- d. 过敏症的预防和控制;
- e. 对于6岁及6岁以上儿童局部使用氟时作为可供选择的方法之一;
- f. 在正畸治疗过程中;
- g. 龋齿高危人群;
- h. 牙齿酸侵蚀, 口腔干燥症和sjögrens综合症。

【使用方法】

临床使用:

I. 普通托盘的方法:

1. 在使用之前用清水彻底地冲洗托盘。
2. 挤出足够量 GC 护牙素放入托盘中, 涂用于上牙和/或下牙。
3. 在嘴中保持托盘稳定至少 3 分钟。
4. 除去托盘。
5. 指导病人使用舌头把剩余的 GC 护牙素均匀涂抹在全部牙齿上, 病人应尽可能的避免咳嗽。在嘴中保持停留较长时间的 GC 护牙素加强型和唾液, 效果会更好。
6. 要求病人尽量避免冲洗最好尽量咳出。留在牙齿表面上的 GC 护牙素, 能逐渐地被融化。告知病人不要饮食或者在使用 30 分钟之后饮食。
7. 把剩余在托盘中的护牙素进行清洗或者是在使用之后立刻用清水冲洗。

II. 非托盘的方法:

1. 如果需要, 用棉花卷或棉球吸去牙齿表面上多余的唾液。然而, 不必要用气枪吹干牙齿。
2. 应用干净的手指或棉花涂材料于牙齿表面。对于牙齿表面涂布困难的区域 (在牙齿之间) 使用牙齿清洁刷牙间隙刷或牙线涂满护牙素。
3. 让护牙素在牙面上静置至少 3 分钟。
4. 指导使用者用舌头把剩余的护牙素涂匀整个口腔, 使护牙素在口内停留尽可能长的时间 (至少 1-2 分钟), 不要吐出或吞下。告知使用者护牙素和唾液在口内停留的时间越长, 效果就会

越好。

5. 完成后，嘱咐使用者轻轻漱口。剩余在牙面的护牙素会慢慢融化。使用者在涂后 30 分钟内不要进食或饮水。

家庭使用：

III. 在牙科专业人士指导下白天刷牙后使用。

1. 应用适量的 GC 护牙素到上牙和下牙。每颗牙齿最小的使用量是一颗豌豆尺寸大小的量。用干净的手指或棉花涂材料于牙齿表面。对于牙齿表面涂布困难的区域（在牙齿之间）使用牙齿清洁刷或牙线涂满护牙素。
2. 让护牙素在牙面上静置至少 3 分钟。
3. 指导使用者用舌头把剩余的护牙素涂匀整个口腔，使护牙素在口内停留尽可能长的时间（至少 1-2 分钟），不要吐出或吞下。告知使用者护牙素和唾液在口内停留的时间越长，效果就会越好。
4. 完成后，嘱咐使用者轻轻漱口。剩余在牙面的护牙素会慢慢融化。使用者在涂后 30 分钟内不要进食或饮水。

IV. 在牙科专业人士推荐下夜间刷牙后使用

注意：夜间的使用尤其建议重度龋齿危险的成人病人，但 12 岁以下的孩子不做推荐。

1. 使用足够量的 GC 护牙素到牙齿上部和牙齿下部。每颗牙齿最小的使用量是一颗豌豆尺寸大小的量。用干净的手指或棉花涂材料于牙齿表面。对于牙齿表面涂布困难的区域（在牙齿之间）使用牙齿清洁刷或牙线涂满护牙素。
2. 让护牙素在牙面上静置至少 3 分钟。
3. 指导使用者用舌头把剩余的护牙素涂匀整个口腔，使护牙素在口内停留尽可能长的时间（至少 1-2 分钟），不要吐出或吞下。告知使用者护牙素和唾液在口内停留的时间越长，效果就会越好。
4. 完成后，嘱咐使用者轻轻漱口。剩余在牙面的护牙素会慢慢融化。使用者在涂后 30 分钟内不要进食或饮水。

【贮藏·保管方法及使用期限等】

储存在通风干燥区域避免阳光直射 (8-25°C) (46.4-77.0°F)。

(保存期限:从生产日期起2.5年)

生产日期: 见外包装

【包装】

管状 40 克 (35 毫升)

【使用方法中的注意事项】

1. 使用之后盖好盖子并且除去残留在管口周围和盖内的膏剂和水分。
2. 6 岁以下的患者不建议使用护牙素加强型。
3. 不建议 12 岁以下孩子在家夜间使用。
4. 如接触皮肤，用湿的薄纱布或薄纸去除。
5. 如接触眼睛，立刻用清水冲洗并尽快就诊。
6. 如接触衣物，用水清洗。
7. 如果出现任何的过敏症状，这可能对安息香酸盐防腐剂敏感或者过敏，或针对产品的某一其他组分，如增香剂。如过敏，停止产品的使用并到医生处就诊。

注解

GC 护牙素加强型以它独特的 CPP-ACP（酪蛋白磷酸多肽—无定形磷酸钙）发明于澳大利亚维多利亚墨尔本口腔医学院。Recaldent™ 是 Recaldent Pty 有限公司的注册商标。

CPP-ACP 技术在澳大利亚，NZ 新西兰，欧洲，加拿大和美国申请了专利和专利保护。

【注册人及代理人的住所及联络方式等】

注册人名称：而至株式会社

注册人住所：东京都文京区本乡三丁目2番14号

生产地址：静冈县骏东郡小山町中日向 584 番 1 号

联系方法：电话：81-3-3558-5182 传真：81-3-3965-1567

代理人/售后服务单位名称：而至齿科（苏州）有限公司

代理人/售后服务单位住所：苏州市工业园区青丘街 127 号

电话：0512-62833083 传真：0512-62833089

医疗器械注册证编号：国械注进 20163172864

产品技术要求编号：国械注进 20163172864

说明书修订日期：2021年5月 版本号：06

052105A04